



Sistema de anclaje
para sobredentaduras
OT EQUATOR

RHEIN83



SISTEMA DE ANCLAJE PARA SOBREDENTADURAS OT EQUATOR

Este sistema de anclaje consigue corregir disparalelismos de hasta 50°




► Envasado

El envasado estándar del Kit Equator incluye:

- Pilar en Titanio
- 4 Cofias elásticas (en varios grados de elasticidades)
- 1 Contenedor en titanio
- 1 Disco protector



► Dimensiones



El pilar OT Equator se fabrica compatible con todas las conexiones del mercado, MPI distribuye el pilar OT Equator para las conexiones compatibles con sus sistemas de implantes dentales:

- Conexión Externa Hexágono Universal
- Conexión Interna Cono Morse

► **Conexión Externa Hexágono Universal:**



Ref.	Descripción
EQHE42	Equator HE \varnothing 3,5/4 X 2 mm
EQHE43	Equator HE \varnothing 3,5/4 X 3 mm
EQHE44	Equator HE \varnothing 3,5/4 X 4 mm
EQHE45	Equator HE \varnothing 3,5/4 X 5 mm
EQHE46	Equator HE \varnothing 3,5/4 X 6 mm
EQHE47	Equator HE \varnothing 3,5/4 X 7 mm

► **Conexión Interna Cono Morse:**



Ref.	Descripción
EQCM341	Equator CM \varnothing 3,5/4 X 1 mm
EQCM342	Equator CM \varnothing 3,5/4 X 2 mm
EQCM343	Equator CM \varnothing 3,5/4 X 3 mm
EQCM344	Equator CM \varnothing 3,5/4 X 4 mm
EQCM345	Equator CM \varnothing 3,5/4 X 5 mm
EQCM346	Equator CM \varnothing 3,5/4 X 6 mm
EQCM347	Equator CM \varnothing 3,5/4 X 7 mm

► **Componentes protésicos:**



Ref.	Descripción
EQ1002	Poste de impresión
EQ1010	Réplica
EQ1005	Cofia retentiva Morada (2700 g)
EQ1008	Cofia retentiva Blanca (1800 g)
EQ1006	Cofia retentiva Rosa (1200 g)
EQ1007	Cofia retentiva Amarilla (600 g)
EQ1003	Extractor - Insertador de cofias
EQ1001	Llave con sección cuadrada



Para más información: Tel.: (+34) 91 684 60 63

C/ Solidaridad, 2 • Pol. Ind. Los Olivos, 28906 • Madrid • España

www.mpimplants.com